


accumed



Digital Thermometer
Model: TK120

www.accumed.ch



- EN 1. Probe, 2. Display, 3. Battery Cover, 4. ON/OFF/START Button
- DE 1. Messsonde, 2. LCD-Anzeige, 3. Batterieabdeckung, 4. Taste On/Off
- FR 1. Sonde, 2. LCD, 3. Capuchon de pile, 4. Bouton Marche/Arrêt
- IT 1. Sonda, 2. Display, 3. Collocazione della batteria, 4. Tasto ON/OFF

EN English

Introduction

The Digital Thermometer provides quick, highly accurate reading over the body temperature range. Please read the instruction completely first. If thermometers are used by children, the supervision of the adult is compulsory. The quality of the device has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) Annex I essential requirements and applicable harmonized standards: ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2018 Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement.

Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual carefully before use. Please be sure to keep this manual.

Battery Replacement

Place a new 1.5V D.C. button size battery type SR41 or LR41 or equivalent in the chamber with positive side faced up and negative side faced down.

Display on the LCD

M: Last measured temperature.
 ■: When the ■ appears on the bottom right corner of the LCD, the battery is exhausted and needs replacement.

Troubleshooting

Error message	Problem	Solution
Err	The system is not functioning properly	Unload the battery, wait for 1 mins and re-power it. If the message reappears, contact the retailer for service.
H \square \square °C (bi-bi...bi)x10	Temperature taken is higher than 42.9°C (109.9°F)	Take a new temperature via close contact and sufficient rest.
L \square \square °C	Temperature taken is lower than 32.0°C (90.0°F)	Take a new temperature via close contact and sufficient rest.
Battery icon	Dead battery: Battery icon appears, can't be measurable	Suggest to replace the battery.

Cleaning and Disinfection

1. Clean the unit by wiping it with a dry cloth and disinfect the probe with ethyl alcohol.
2. Don't let the unit contact any chemical thinner.
3. Do not soak the display in water.

Caution

- Do not bend, drop or twist the thermometer. It is not shockproof.
- Do not store the unit under direct sunlight, at a high temperature, in high humidity or dust.
- Do not disassemble. See BATTERY REPLACEMENT to replace battery.
- Avoid strong electromagnetic interference such as microwave ovens and cell phones.
- Keep battery away from children. Harmful if swallowed.
- Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.
- Remove battery from the thermometer when not in operation for a long time.
- If the unit is stored in an extreme environment before measurement, please make sure it has been freshly adapted in the room temperature, so that the unit can be measured normally.
- Measurement results are for reference only. Contact your physician if you have or suspect any medical problems. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.
- This device may not meet its performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in specifications.
- It is recommended the performance should be checked every two years.
- Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at your local retailer or at appropriate collection points provided in your country.
- High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.
- For safe reason, during children's temperature measurement, please keep them from crying, walking, talking and any other dangerous activities.
- Usage of the probe cover may result in a 0.1°C (0.2°F) difference from actual temperature.
- To clean the probe before and after using the thermometer to ensure an accurate reading and avoid cross contamination approximately, no matter the probe cover has been installed or not.
- Do not drink hot or cold fluids, exercise, and smoke or perform other activities prior to a reading. These activities will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature.
- Please ensure the close contact between the probe and the armpit of the baby or children.
- Do not service or maintain device while in use.

Specifications

Range:	32.0°C–42.9°C (90.0°F–109.9°F)
Accuracy:	±0.1°C 35.5°C–42.0°C (±0.2°F 95.9°F–107.6°F) at standard room temperature 18°C–28°C (64.4°F–82.4°F); ±0.2°C under 35.5°C or over 42.0°C (±0.4°F under 95.9°F or over 107.6°F)
Display:	Liquid crystal display, 3 1/2 digits
Battery:	One 1.5V D.C. button size battery (SR41 or LR41)
Power consumption:	0.15 milliwatts in measurement mode
Battery life:	Approx. 1500 times operation or 1 year with 1-2 measurements per day including standby mode.
Dimension:	12.3cm x 1.8cm x 0.9cm (LxWxH)
Weight:	Approx. 10 grams including battery
Alarm:	Approx. 10 seconds sound signal when peak temperature reached
Environmental for using:	Temperature: 5.0°C–40.0°C (41.0°F–104.0°F), Humidity: 15%–95%RH, 700–1060hPa
Storage and transportation:	Temperature: -20.0°C–55.0°C (-4.0°F–131.0°F), Humidity: 15%–95%RH, 700–1060hPa
IP Classification:	IP22, Protection against harmful ingress of water and particulate matter
Safety classification:	CE Type BF Applied Part

Electromagnetic Compatibility Information

1. This device needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the user manual.

2. WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the TK120, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this device could result.

If higher IMMUNITY TEST LEVELS than those specified in Table 9 are used, the minimum separation distance may be lowered. Lower minimum separation distances shall be calculated using the equation specified in 8.10.

Manufacturer's declaration-electromagnetic immunity	
The TK120 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the TK120 should assure that it is used in such an environment.	
Immunity test	IEC 60601 test level
Conducted RF Emission	3 Vrms: 0.15 MHz – 80 MHz 6 Vrms in ISM and amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80% AM at 1 kHz
Radiated RF Emission	10 V/m: 10 MHz – 2.7 GHz 80% AM at 1 kHz
Compliance level	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the TK120 including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.
Electromagnetic environment- guidance	Recommended separation distance: $d = 1.2 \sqrt{P} \cdot d = 1.2 \sqrt{P} \cdot 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

NOTE1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
 NOTE2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

More information on EMC compliance of the device can be obtained from Accumed website: www.accumed.ch

DE Deutsch

Bedienungsanleitung

Das Digitalthermometer gestattet eine schnelle, hochgenaue Messung der Körpertemperatur. Bitte lesen Sie zuerst die Anleitung vollständig durch. Wird das Thermometer von Kindern verwendet, muss die Aufsicht eines Erwachsenen gewährleistet sein. Die Qualität des Geräts wurde überprüft und entspricht den Bestimmungen der Richtlinie des EU-Rates 93/42/EWG (Medizinische Richtlinie) Anhang I und den zugehörigen harmonisierten Normen. ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2018 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-56: Besondere Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Fieberthermometern zur Messung der Körpertemperatur.

Achtung: Beachten Sie die beiliegenden Dokumente. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Verwendung sorgfältig durch. Bitte wahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Austausch der Batterien

Legen Sie eine neue Knopfzelle (1.5 V, Typ SR41 oder LR41) oder eine ähnliche Knopfzelle mit dem Pluspol nach oben und dem Minuspol nach unten in das Batteriefach ein.

Anzeige auf dem LCD-Display

M: Zuletzt gemessene Temperatur.
 ■: Wenn die Meldung ■ in der unteren rechten Ecke des LCD-Displays erscheint, ist die Batterie erschöpft und muss ausgetauscht werden.

Fehlerbehebung

Fehlermeldung	Problem	Lösung
Err	Das System funktioniert nicht richtig.	Nehmen Sie die Batterie heraus, warten Sie eine Minute und setzen Sie wieder ein. Wenn die Meldung wieder angezeigt wird, wenden Sie sich betreffend einer allfälligen Reparatur an den Fachhändler.
H \square \square °C (bi-bi...bi)x10	Die gemessene Temperatur liegt über 42.9°C (109.9°F)	Nehmen Sie nach 6 Sekunden eine neue Temperaturmessung vor.
L \square \square °C	Die gemessene Temperatur liegt unter 32.0°C (90.0°F)	Nehmen Sie nach 6 Sekunden eine neue Temperaturmessung vor.
Batterie-Symbol	Erschöpfte Batterie: Das Batteriesymbol blinkt, und es können keine Messungen mehr durchgeführt werden.	Ersetzen Sie die Batterie.

Reinigung und Desinfektion

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem trockenen Tuch abwischen und die Messsonde mit Ethylalkohol desinfizieren.
2. Das Gerät darf nicht mit chemischen Verdünnungsmitteln in Kontakt kommen.
3. Tauchen Sie das Display nicht in Wasser ein.

Vorsicht

- Lasen Sie das Thermometer nicht herunterfallen und verlegen Sie es nicht. Das Gerät ist nicht stossfest.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, bei hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub auf.
- Wenn Sie die Batterie aus dem Thermometer, wenn Sie längere Zeit nicht verwenden.
- Wenn das Gerät bei einer Temperatur nahe des Gefrierpunkts gelagert wurde, warten Sie vor Verwendung bis das Gerät sich an die Zimmertemperatur angepasst hat.
- Die Messergebnisse dienen nur als Referenz. Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben oder vermuten! Andern Sie Ihre Medikation nicht ohne Konsultation Ihres Arztes bzw. Mediziners.
- Die technischen Daten dieses Messgeräts sind gewährleistet, wenn es innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert bzw. verwendet wird.
- Es wird empfohlen, die Leistung sollten alle zwei Jahre überprüft werden.
- Entsorgen Sie das Gerät nach Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Hausmüll. Die Entsorgung kann über Ihren lokalen Fachhändler oder an geeigneten Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen.
- Hohes, länger anhaltendes Fieber, insbesondere bei Kleinkindern, erfordert eine ärztliche Behandlung. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Bitte halten Sie Kinder aus Sicherheitsgründen während der Temperaturmessung davon ab, zu werden, zu gehen, zu reden und allen damit verbundenen gefährlichen Aktivitäten nachzugehen.
- Verwendung der Sondensabdeckung kann in einem 0.1°C (0.2°F) Differenz aus Ist-Temperatur führen.
- Reinigen Sie die Messsonde vor und nach Verwendung des Thermometers, um eine exakte Messung sicherzustellen und eine Kreuzkontamination zu vermeiden, egal, ob die schützliche Installier wird oder nicht.
- Trinken Sie vor einer Temperaturmessung weder heiße noch kalte Flüssigkeiten, vermeiden Sie körperliche Anstrengungen, und rauchen Sie nicht, und vermeiden Sie andere Aktivitäten. Solche Aktivitäten erhöhen oder verringern die Temperaturmessungen gegenüber der normalen Durchschnittstemperatur.
- Bei Verwendung des Thermometers für das Baby oder Kinder drücken Sie bitte deren Arm an die Körperseite.
- Fahren Sie wieder Service noch Pflege des Gerätes während des Gebrauchs durch.

Technische Daten

Anzeigebereich:	32.0°C–42.9°C (90.0°F–109.9°F)
Messgenauigkeit:	±0.1°C 35.5°C–42.0°C (±0.2°F 95.9°F–107.6°F) bei normaler Zimmertemperatur von 18°C–28°C (64.4°F–82.4°F); ±0.2°C unter 35.5°C oder über 42.0°C (±0.4°F unter 95.9°F oder über 107.6°F)
Anzeige:	LCD Anzeige, 3 1/2 Ziffern
Batterie:	Eine Batterie 1.5 V (Knopfzelle SR41 oder LR41)
Leistungsaufnahme:	Im Messmodus 0.15 mW
Batterie-Lebensdauer:	Etwas 1.500 Messzyklen bzw. ein Jahr mit ein bis zwei Messungen pro Tag einschliesslich Standby-Modus.
Abmessungen:	12,3 cm x 1,8 cm x 0,9 cm (L x B x H)
Gewicht:	Ca. 10 Gramm inklusive Batterie
Alarm:	Signalton wird ca. 10 Sekunden lang ausgegeben, wenn die Maximaltemperatur erreicht ist.
Umweltbedingungen bei Verwendung:	Temperatur: 5.0°C–40.0°C (41.0°F–104.0°F), Luftfeuchtigkeit: 15%–95% RH, 700–1060hPa
Aufbewahrungs- & Transportbedingungen:	Temperatur: -20.0°C–55.0°C (-4.0°F–131.0°F), Luftfeuchtigkeit: 15%–95% RH, 700–1060hPa
IP Klassifizierung:	IP22, Schutz gegen schädliches Eindringen von Wasser und Staub
Sicherheitsklassifizierung:	CE Angeschlossenes medizinisches Gerät des Typs BF

FR Française

Consignes d'utilisation

Le thermomètre digital fournit une lecture rapide et très précise de la température corporelle. Si l'on utilise les instructions complètement en premier, si le thermomètre est utilisé par un enfant, la surveillance d'un adulte est obligatoire. La qualité de l'appareil a été vérifiée et est conforme aux dispositions de la directive du conseil européen 93/42/CEE (directive relative aux appareils médicaux), aux exigences essentielles de l'Annexe I et aux normes harmonisées en vigueur. ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2018 Appareils électromédicaux - Partie 2-56: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des thermomètres médicaux pour la mesure de la température corporelle.

Attention: Consultez les documents d'accompagnement. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'emploi. Veuillez conserver ce manuel.

Remplacement de la pile

Placez une nouvelle pile bouton 1.5V de type SR41 ou LR41 ou équivalent dans le logement avec la polarité positive vers le haut et la polarité négative vers le bas.

Affichage LCD

M: Dernière température mesurée.
 ■: Lorsque le ■ apparaît en haut à droite de l'affichage LCD, la pile est déchargée et doit être remplacée.

Dépannage

Message d'erreur	Problème	Solution
Err	Le système ne fonctionne pas correctement.	Retirez la pile, attendez 1 minute et remettez la pile. Si le message réapparaît, contactez le revendeur pour la maintenance.
H \square \square °C (bi-bi...bi)x10	La température mesurée est supérieure à 42.9°C (109.9°F)	Attendez 6 secondes avant d'effectuer la prochaine mesure.
L \square \square °C	La température mesurée est inférieure à 32.0°C (90.0°F)	Attendez 6 secondes avant d'effectuer la prochaine mesure.
Batterie icon	Pile usée: L'icône de pile clignote, aucune mesure ne peut être effectuée.	Remplacez la pile.

Nettoyage et désinfection

1. Nettoyez l'unité en l'essayant avec un chiffon sec et désinfectez la sonde avec de l'alcool éthylique.
2. Ne laissez pas l'appareil en contact avec un diluant chimique.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

Mise en garde

- Ne tordez pas le thermomètre et ne le faites pas tomber. Il n'est pas résistant aux chocs.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à une humidité élevée et tenez-le à l'abri de la poussière.
- Ne démontez pas l'appareil. Voir la section "REPLACEMENT DE LA PILE" pour remplacer la pile.
- Évitez les fortes interférences électromagnétiques telles que les fours à micro-ondes et les téléphones portables.
- Tenez la pile hors de portée des enfants. Peut être nocif en cas d'ingestion.
- Ne placez pas la pile du thermomètre dans une source de chaleur extrême car elle risque d'exploser.
- Retirez les piles avant une longue période d'inutilisation de l'instrument.
- Si l'instrument est stocké dans un endroit proche de 0°C, prévoyez une période d'acclimation à la température ambiante avant l'emploi.
- Les résultats de mesure sont une simple référence. Contactez votre médecin si vous avez ou supposez avoir un problème de santé. Ne modifiez pas vos médicaments sans recueillir l'avis de votre médecin ou d'un professionnel de la santé.
- Cet appareil ne fournit pas une performance spécifique s'il est stocké ou utilisé en dehors des plages de température et d'humidité spécifiées.
- Il est recommandé de vérifier toutes les deux semaines.
- Une fois arrivé en fin de vie, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous pouvez mettre l'appareil au rebut après de votre revendeur local ou dans un point de collecte approprié.
- Une fibre élevée et prolongée nécessite des soins médicaux, en particulier si elle affecte de jeunes enfants. Veuillez contacter votre médecin.
- Pour des raisons de sécurité, lors de la mesure de la température des enfants, veuillez les empêcher de jouer de marches, de parler et de toute activité dangereuse connue.
- Utilisation du cache de sonde peut entraîner un écart de 0.1°C (0.2°F) par rapport à la température réelle.
- Pour éviter tout risque de contamination croisée et pour garantir des mesures précises, nettoyez la sonde avant et après chaque utilisation du thermomètre, peu importe la période de couverture à être installé ou non.
- Avant une mesure, ne buvez pas, ne fumez pas et ne pratiquez aucune activité. Ces activités auront pour effet d'augmenter ou de diminuer les mesures de température par rapport à votre température normale.
- Si vous utilisez le thermomètre sur un bébé ou un enfant, appuyez sur les bras contre le côté de son corps.
- Ne pas entretenir l'appareil pendant son utilisation.

Spécifications

Plage:	32.0°C–42.9°C (90.0°F–109.9°F)
Précision:	±0.1°C 35.5°C–42.0°C (±0.2°F 95.9°F–107.6°F) à la température ambiante standard de 18°C–28°C (64.4°F–82.4°F); ±0.2°C en dessous de 35.5°C ou au-dessus de 42.0°C (±0.4°F en dessous de 95.9°F ou au-dessus de 107.6°F)
Affichage:	Affichage à cristaux liquides, 3 1/2 chiffres
Pile:	Une pile bouton 1.5 Vcc (SR41 ou LR41)
Consommation d'énergie:	0.15 milliwatt en mode mesure
Durée de vie de la pile:	Environ 1500 mesures consécutives ou 1 an à raison d'une à deux mesures par jour, mode veille compris.
Dimensions:	12,3 cm x 1,8 cm x 0,9 cm (L x l x h)
Poids:	Environ 10 grammes avec la pile
Alarme:	Signal sonore d'environ 10 secondes une fois le pic de température atteint
Environnement d'utilisation:	Température: 5.0°C–40.0°C (41.0°F–104.0°F), Humidité: 15%–95% RH, 700–1060hPa

Conditions de stockage et de transport: Température: -20.0°C–55.0°C (-4.0°F–131.0°F), Humidité: 15%–95% RH, 700–1060hPa

Classification IP: IP22, Protection contre la pénétration nuisible de l'eau et de particules

Classe de sécurité: CE Type BF Pièce appliquée

IT Italiano

Introduzione

Il termometro digitale fornisce rapido, lettura ad alta precisione nel campo di temperatura del corpo. Si prega di leggere le istruzioni completamente prima. Se termometri vengono utilizzati da bambini, la supervisione dell'adulto è obbligatoria. La qualità del dispositivo è stata verificata ed è conforme alle disposizioni della direttiva comunitaria 93/42 / CEE (Direttiva sui dispositivi medici) Allegato I requisiti essenziali e applicate norme armonizzate. ISO 80601-2-56: 2017+A1: 2018 Apparecchi elettromedicali - Parte 2-56: Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei termometri clinici per la misurazione della temperatura corporea.

Attenzione: Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Si raccomanda di conservare sempre il presente manuale.

Sostituzione delle batterie

Posizionare una nuova batteria 1.5V DC tipo SR41 o LR41 (grandezza di un bottone) o equivalente nello scomparto con il lato positivo rivolto verso l'alto e il lato negativo verso il basso.

Spiegazione dei simboli sul display

M: Ultima temperatura rilevata.
 ■: Non appena appare il simbolo ■ nell'angolo in alto a destra del display LCD, la batteria è esaurita e deve essere sostituita.

Risoluzione di problemi

Messaggio di errore	Problema	Soluzione
Err	Il dispositivo non funziona perfettamente	Togliere la batteria, attendere 1 min e ricaricare il dispositivo. Se il messaggio riappare, contattare il rivenditore per l'assistenza.
H \square \square °C (bi-bi...bi)x10	La temperatura rilevata supera 42.9°C (109.9°F)	Prendere una nuova misurazione della temperatura dopo 6 sec.
L \square \square °C	La temperatura rilevata è inferiore di 32.0°C (90.0°F)	Prendere una nuova misurazione della temperatura dopo 6 sec.
Batteria icon	Batteria scarica: l'icona della batteria lampeggia, la temperatura non può essere misurata.	Sostituire la batteria.

Pulizia e disinfezione

1. Pulire il dispositivo strofinandolo con un panno asciutto e disinfettare la sonda al alcol etilico.
2. Evitare il contatto con dei solventi chimici.
3. Non immergere il display in acqua.

Avvertenze

- Non piegare o lasciar cadere o torcere la punta del termometro. Questa non è resistente agli urti.
- Non lasciare l'apparecchio esposto alla luce solare diretta, ad alta temperatura, in ambienti umidi o polverosi.
- Non tentare di smontare il dispositivo. Consultare la sezione "Sostituzione delle batterie" per la loro sostituzione.
- Evitare forti interferenze elettromagnetiche, come fonia a microonde e telefoni cellulari.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Questa è nociva se inghiottita.
- La batteria non deve essere ricaricata o esposta ad altissime temperature in quanto potrebbe esplodere.
- Rimuovere la batteria dal suo scomparto all'interno se non si utilizza il termometro per lungo tempo.
- Se il dispositivo è conservato in un ambiente a temperature estreme, prima del suo utilizzo si raccomanda di acclimatarlo in un ambiente a temperatura normale, in modo che la temperatura così misurata risulti corretta.
- I risultati delle misurazioni hanno solo valori di riferimento. Contattare il proprio medico di fiducia qualora i risultati temperature difformi da quelle normali. Non modificare le prescrizioni mediche senza aver consultato il proprio medico.
- Questo dispositivo potrebbe non soddisfare le sue specifiche prestazioni previste se conservato o utilizzato in ambienti con temperature o tassi di umidità al di fuori dei limiti indicati nelle Specifiche tecniche.
- Si raccomanda la prestazione deve essere controllato ogni due anni.
- Lo smaltimento del dispositivo, delle batterie, dei componenti e degli accessori deve avvenire secondo le normative vigenti. (Non gettare il dispositivo nei rifiuti domestici. Lo smaltimento può avvenire presso il vostro rivenditore di fiducia o negli appositi punti di raccolta previsti dalle normative vigenti.)
- Un'elevata e/o prolungata temperatura richiede l'intervento del medico soprattutto per i bambini più piccoli. Contattare il Vostro medico di fiducia.
- Per ragioni di sicurezza, durante la misurazione della temperatura evitare che i bambini piangano, camminino, parlino o siano impegnati in altre attività che potrebbero costituire un pericolo.
- L'utilizzo del termometro con la protezione può provocare una differenza rispetto alla temperatura effettiva di 0.1°C (0.2°F).
- Pulire la sonda prima e dopo l'utilizzo del termometro al fine di garantire una lettura accurata ed evitare contaminazioni, non importa il dimostratore copertura a stato installato o meno.
- Non bere liquidi caldi o freddi, non svolgere esercizi fisici, non fumare o eseguire altre attività nei minuti precedenti alla misurazione. Queste attività potrebbero alterare la temperatura rilevata rispetto quella effettiva.
- In presenza di bambini, assicurarsi il corretto contatto tra la sonda e l'ascella.
- Non essere ingenui di manutenzione o manutenzione sul dispositivo mentre è in uso.

Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura:	Da 32.0°C a 42.9°C (da 90.0 a 109.9°F)
Precisione:	±0.1°C 35.5°C–42.0°C (±0.2°F 95.9°F–107.6°F) in ambiente con temperatura normale 18.0°C–28.0°C (64.4°F–82.4°F); ±0.2°C al di sotto 35.5°C o al di sopra 42.0°C (±0.4°F al di sotto 95.9°F o al di sopra 107.6°F)
Display:	CD 3 1/2 digit con LCD
Batteria:	Una batteria 1.5V DC (SR41 o LR41)
Consumo assorbito:	0.15 milliwatt in modalità di misura
Durata della batteria:	Approssimativamente 1500 misurazioni o 1 anno con 1 o 2 misurazioni al giorno, inclusa la modalità di standby mode.
Dimensioni:	12,3 cm x 1,8 cm x 0,9 cm
Peso:	Circa 10 gr. compresa batteria
Alarme:	Circa suoni bip (bip-bip-bip 10 volte) quando viene raggiunta la temperatura massima
Condizioni operative:	Temperatura: 5.0°C–40.0°C (41.0°F–104.0°F), Umidità: 15%–95%RH, 700–1060hPa
Condizioni di conservazione e trasporto:	Temperatura: -20.0°C–55.0°C (-4.0°F–131.0°F), Umidità: 15%–95%RH, 700–1060hPa
Classification IP:	IP 22: protezione da pericoli derivanti da infiltrazioni d'acqua e particelle
Classification di sicurezza:	CE Parte applicata tipo BF

